

## DIE WISSENSCHAFT DER BEFRIEDIGUNG

VIVEVE GEHT MIT SEINER GENEVEVE BEHANDLUNG UND DEM VIVEVE SYSTEM IN DEM AUFBLÜHENDEN GEBIET DER VAGINALTHERAPIE VORAN. AUS DER HINGABE ZU GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN VON FRAUEN ENTSTAND DIE KLINISCH BEWIESENE GENEVEVE INNOVATION - EINE SICHERE UND BEQUEME EINZELSITZUNGSBEHANDLUNG GEGEN VAGINALE SCHLAFFFHEIT UND SOMIT EINE VERBESSERUNG DER SEXUELLEN WAHRNEHMUNG UND BEFRIEDIGUNG. DER FOKUS DER FIRMA, AUF GYNÄKOLOGIE UND UROGYNÄKOLOGIE, TREIBT DIE ENTWICKLUNG VON ZUSÄTZLICHEN TECHNOLOGISCH FORTSCHRITTLICHEN LÖSUNGEN AN.



viveve®  
www.geneveve.de

powered by  
**KFORM**  
BEAUTY MEDICAL EQUIPMENT

K-Form Beauty Medical Equipment GmbH & Co. KG  
Spessartstraße 30 - 63743 Aschaffenburg  
Tel.: +49 (0) 6021 58838 - 0  
info@k-form.de - www.k-form.de

  
GENEVEVE™  
BY VIVEVE

DIE WISSENSCHAFT DER BEFRIEDIGUNG

## TOP TEN VORTEILE VON GENEVEVE BY VIVEVE

1. Die erste Wahl in der Vaginalbehandlung, gestützt durch eine randomisierende, placebo-kontrollierte Blindstudie
2. Die einzige non-chirurgische Einzelsitzungsbehandlung
3. Die patentierte monopolare Radiofrequenz mit kontrollierter Kühlung erzielt, was andere nicht können
4. Höchste Kapitalrendite pro Stunde
5. Viveve leistet Pionierarbeit und ist fokussiert auf die Perfektionierung von validierten Fortschritten in der Frauengesundheit und dem Wohlbefinden
6. Individuelle Kundenzufriedenheit  
Ein angepasstes Marketingprogramm, um ein intimes Thema in der Klinik zu integrieren
7. Erfüllt die weitverbreitete Nachfrage nach einer Behandlung bei vaginaler Schilffheit
8. Kollaborative und personalisierte Kundenpartnerschaft
9. Positive Erfahrungen für Kliniken und Praxen
10. Sehr gute Erfahrungen für Patientinnen


## REALE ANGELEGENHEITEN

### EINE VERBREITETE POSTNATALE PHYSISCHE VERÄNDERUNG MIT SCHWERWIEGENDEN FOLGEN FÜR DAS WOHLBEFINDEN DER FRAU

Das Vaginalgewebe, ebenso wie die Haut, verändert sich im Laufe der Zeit. Dies führt zu einer Vielfalt verbreiteter und beunruhigender Veränderungen. Vaginale Schlabffheit ist mit Abstand die meist berichtete physische Veränderung nach einer Geburt - noch vor Gewichtszunahme, Dehnungsstreifen oder Inkontinenz.

Diese Schlabffheit im Introitus kann schwerwiegende Auswirkungen auf die sexuelle Wahrnehmung, sowie auf die Lebensqualität der Frau haben.

Während Ärzte und Patienten erst zögerlich mit diesem Thema umgehen, gab fast eine von zwei Frauen Ihre vaginale Schlabffheit zu und zeigte sich positiv gegenüber Gesprächen und einer Behandlung, wenn Ihr die Möglichkeit geboten wurde.



## DIE RICHTIGE TECHNOLOGIE

### DAS EINZIGE GERÄT MIT EINER ALGORITHMISCH KONTROLLIERTEN KÜHLUNG

Eine nachhaltige Straffung und Aufpolsterung des Gewebes verlangt eine erhebliche tiefenwirksame thermische Aktion.

Die kryogen gekühlte monopolare Radiofrequenztherapie des Viveve Systems ist einzigartig in seiner Fähigkeit, die volumetrische Hitze (90J/cm<sup>2</sup>) an das Gewebe abzugeben, um eine wirkungsvolle Stimulation der Kollagenneubildung zu erzielen. Dies wird in einer einzigen Geneveve Behandlung erzielt und ist auf unsere patentierte Technologie zurückzuführen.


#### Kapazitive Kupplung\*

verteilt die RF Energie gleichmäßig auf der Oberfläche des Behandlungskopfes - kontrollierte und gleichbleibende Hitze wird an das Gewebe abgegeben.

**Reversiere Thermal Gradient** Kühlt und schützt die Schleimhaut während es eine signifi kante und tiefenwirksame Erhitzung des Gewebes ermöglicht.

**Monopolare Energie** dringt 3-5 mm tief in das Bindegewebe ein.

**Reproduzierbare Behandlung** Parameter und Algorithmen sind für eine Kontrolle der Erhitzung und Kühlung voreingestellt.



## BEHANDLUNG MIT WIRKUNG

### DIE EINZIGE BEHANDLUNG DEREN WIRKUNG DURCH EINE PLACEBO - KONTROLLIERTE STUDIE BEWIESEN IST

Viveve ist die erste Firma unter den energiebasierten Geräten, die eine multizentrische randomisierende und placebokontrollierte Blindstudie für eine vaginalbehandlung aufweisen kann.

Diese und andere Studien haben gezeigt, dass die Geneveve Behandlung für die Patienten sicher und effektiv ist. Die Studie weist einen hohen Placeboeffekt innerhalb der ersten drei Monate auf. Daher sollte gegenüber Behandlungen mit Studien unter drei Monaten und ohne Vergleich/Kontrolle eine skeptische Haltung eingenommen werden.

• Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen sind einer „strafferen“ Vagina zwei Stufen auf der VSQ Skala näher gekommen.

• Die Effizienz von zwei vorherigen klinischen Studien, welche eine nachhaltige Straffung auch noch nach 12 Monaten verzeichnet haben, wurde validiert.

• Das Erreichen von „keiner vaginalen Laxheit“ ist drei mal wahrscheinlicher in der aktiven als in der Placebogruppe.

• In der aktiven Behandlungsgruppe ist es zu keinen ernsthaften Nebenwirkungen gekommen.

#### Wie würden Sie den **aktuellen** Stand Ihrer vaginalen Laxheit während des Geschlechtsverkehrs beurteilen?

LAXHEIT	1	Sehr Schlaff
	2	Mäßig Schlaff
	3	Leicht Schlaff
	4	Weder Schlaff noch Eng
KEINE LAXHEIT	5	Leicht Eng
	6	Mäßig Eng
	7	Sehr Eng

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES VIVEVE SYSTEMS

#### Elektrische Sicherheit

Handstück Spannungsrate:  
120 Vrms / 170 V Spitze

#### Einstellungen

Behandlungslevel:  
Eine Einstellung mit 90 J/cm<sup>2</sup>

#### Generator

Maße: 38 cm x 56 cm x 38 cm  
Gewicht: 21,4 kg Außenmaterial:  
Kunststoff und Aluminium



VERLÄNGERTER  
BEHANDLUNGSKOPF  
BALD ERHÄLTlich!

Das Viveve System ist für die Behandlung des Introitus Vaginae, um die Sexualfunktion der Frau nach einer Geburt zu verbessern, entwickelt worden - in Australien, Kanada, Chile, Hong Kong, Japan, Panama, Philippinen, Singapur, Türkei.

Das Viveve System ist für die Anwendung bei vaginaler Laxheit konzipiert – in der EU, Island, Lichtenstein, Norwegen, Schweiz.

Das Viveve System ist für die Nutzung in allgemein chirurgischen Prozeduren zur Elektrokoagulation und Hemostase konzipiert - in Korea, Thailand, USA.